



**SINNOWA
TEK KANAL
KOAGÜLOMETRE**



**SINNOWA
ÇİFT KANAL
KOAGÜLOMETRE**

- * Dahili printer, dahili inkübatör.
- * 200 Numune sonucu hafızası
- * Açık sistem 9 ayrı reaktife aynı anda programlama
- * INR, Ratio ve fibrinojen mg/dl üzerinden otomatik hesaplama
- * 37 °C'de $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ hassasiyetle inkübasyon

CL2000: Tek kanalda test çalışma özelliği
CL2000B: Çift kanalda test çalışma özelliği

Cihazların diğer ortak spesifikasyonları:

- PT, aPTT, Fibrinojen, TT, Koagülasyon faktörlerini çalışabilen yüksek hızlı işlemci.
- PT testinde INR ve Ratio değerlerini veya fibrinojende saniye ve mg değerlerini otomatik olarak verme.
- Koagüloetreler 16 hasta numunesi ve 2 adet reaktif alabilen bir yuvaya sahiptirler. Bu yuvanın hem numune hem de reaktif için inkübasyon özelliği.
- Cihaz üstü 37 °C'ye ayarlanabilir kuru hava inkübatörü. (37 °C'de $\pm 0,1^{\circ}\text{C}$ hassasiyetle çalışma)
- Koagüloetrelerde test sonuçları ekrandan ve dahili printerden alınabilir. Dataları girmek için klavyeye ve ekranı rahat görmek için ekran arkası aydınlatmaya sahiptirler.
- Koagüloetre 200 ayrı hastaya ait test sonucunu hafızasında gün ve saat olarak saklar ve gereğinde printerden tekrar verir.
- Aynı anda 9 ayrı teste programlama özelliği.
- Gold metot olan fotometrik ve manyetik ölçüm teknolojisi. Tungsten Flamanlı uzun ömürlü ampul.
- Magnetik özellikli karıştırıcı motor kullanan ölçüm küveti.
- Cihaz 220 V/50 Hz şehir elektriginde çalışır.

DİSTRİBÜTÖR
SEZMED
SAĞLIK SANAYİ A.Ş.

Yüzyıl Mahallesi Kışla Caddesi
2/1 Sokak İnan İş Mrk.No:6/2-3-4
Bağcılar / İSTANBUL
Tel : +(90) 212 444 0 892 Pbx
Faks : +(90) 212 629 98 89
www.sezmed.com
sezmed@sezmed.com

BAYii